



Medical Care Register

Name: Aniq Ahmed

MtrNr.: 1490381



- Medical Care Register for Doctors, Orthopedic Shoe-Makers and Patient to monitor the treatment.
- **Doctor/Orthopedic Shoe-Maker:**
Dashboard: to view basic analytics of data present.
Patient details: to visualize diagnostic data, questionnaire response and comparison to look at the progress.
Analytics: To view detailed analysis using charts of diagnostic data of all patients
Diagnostic sheet: To fill in a diagnosis for a new or old patient.
- **Patient:**
Dashboard: To visualize the diagnosis.
Questionnaires: To fill in questionnaire data prompted by doctor/orthopedic shoe-maker.

My Role



- Build the frontend using react
Doctor/Orthopedic Shoe-Maker: Dashboard, Analytics, Patient Details
Patient: Dashboard, Questionnaires
- Maintained the frontend GitLab repository:
Branching strategy (your_branch->dev->main)
Merge Requests, task tracking, code reviews.

Tech Stack



- React with Tailwind for styling
- Axios for Api calls
- React Router for navigation
- Lucid Charts and Recharts for graphs and charts
- React Hooks for state-management

Project Structure



```
src/  
├── api/  
│   ├── api.js  
├── components/  
│   ├── .../  
├── pages/  
│   ├── doctor/  
│   ├── .../  
├── hooks/  
├── utils/  
├── data/  
├── layouts/  
└── images/
```

Key Features



- Doctor Dashboard

Doctor Dashboard

Hochschule Fulda
University of Applied Sciences



Shooo

 **Dashboard**

 **Patients**

 **Diagnostic Sheet**

 **Analytics**

Navbar to navigate



Dr. Updated Name



Total Patients

6

Active cases

Average Age

51

Years

High Risk Cases

10

Type VI-VII

Diabetes Type 2

5

Patients

Age Distribution

[Expand](#)

Avg Age: **51** | Age Range: **0-69**

Gender Distribution

[Expand](#)

Male: **1** | Female: **4**

Risk Type Distribution by Foot

[Expand](#)

High: **10** | Medium: **0** | Low: **0**

View More Analytics

Enter Patient ID

Go to Patient

Patient Id field to navigate directly to patient details






Stat Cards to show basic analytics

Key Features



- Doctor Dashboard
- Analytics

Analytics



Multiple Charts to show overall patients data

Key Features



- Doctor Dashboard
- Analytics
- Patient Details

Patient Details

Recent Patients

Patients table to summarize data for each patient with risk type filter and sorting on age, gender, diabetes type and last visit

All Risk Types

▼

Patient ID	Age ↕	Gender ↕	Diabetes ↕	Risk Type	Ulcer	Last Visit ↕
886203005	Unbekannt	Unbekaant	Typ 2		No	2025-07-16
569003969	68 years	Female	typ 2	Typ V Typ IV	Yes	2024-09-09
502332701	63 years	Female	typ 2	Typ IV Typ IV	Yes	2025-04-04
745134217	47 years	Female	typ 2	Typ IV Typ IV	No	2025-03-03
660726077	69 years	Male	typ 2	Typ IV Typ IV	Yes	2024-04-23
377643390	58 years	Female	typ 2	Typ IV Typ VII	Yes	2020-07-09

Patient Details



Patient Details: 377643390

Individual Patient Diagnostic details

Details Questionnaires Diagnostic

Allgemeine Informationen

Alter: 58 Jahre	Diabetes Typ: typ 2	Letzte Untersuchung: 2020-07-09
Geschlecht: weiblich	Dauer der Diabetes: 23 Jahre	Anlagen: N/A
Größe: 177 cm	Diabetesschulung: ja	
Gewicht: 66 kg	MRSA: nein	

Kriterien

kontralaterale Amputation: N/A	arthropathie: N/A	amputationGroßezehe: N/A
motorische Einschränkung: N/A	standunsicherheit: ja	adipositas: ja
dialysepflichtig: N/A	berufStehbelastung: ja	visuseinschränkung: N/A
fehlgeschlagene Versorgung: N/A	fußdeformitätenDruckerhöhung: ja	

Schuhversorgung

linksTyp4DiabetecFußbettung: ja	rechtsTyp7Entlastungsothesen: ja
--	---

Funktionelle Tests

Linker Fuß	Rechter Fuß
Push-Up: positiv	Push-Up: positiv
Dorsalextension: eingeschränkt	Dorsalextension: eingeschränkt
Plantarflexion: eingeschränkt	Plantarflexion: eingeschränkt
Sif Test: N/A	Sif Test: N/A
Vorfuß Entlastung: poniert	Vorfuß Entlastung: supiniert
Vorfuß Belastung: supiniert	Vorfuß Belastung: N/A
Zehen Krallenzehe: N/A	Zehen Krallenzehe: ja
Belastung Erster Strahl: nein	Zehen Drehen Ein: ja
Coleman Test: N/A	Belastung Erster Strahl: ja
Gang Innenrotiert: mittel	Coleman Test: N/A
Gang Außenrotiert: stark	Coleman Test Höhe: N/A
	Gang Innenrotiert: mitte
	Gang Außenrotiert: stark

Untersuchung vom 14.2.2023

Risikotyp Kategorisierung

Links: Typ IV

Rechts: Typ VII

Klinischer Befund

Linker Fuß	Rechter Fuß
Vibrationsempfindung: 4	Vibrationsempfindung: 3
Mikrofilament: ja	Mikrofilament: ja
Hinweis PNP: ja	Hinweis PNP: ja
Hinweis PAVC: ja	Hinweis PAVC: ja

Fußstatus


Linker Fuß	Rechter Fuß
Fußstatus: auffällig	Fußstatus: auffällig
Amputation: nein	Amputation: nein
Osteoarthropathie: unbekannt	Osteoarthropathie: unbekannt
Ulcus: abgeheilt	Ulcus: akut
Pedografischer Befund: extrem	Pedografischer Befund: extrem
Fußdeformitäten: hochgradig	Fußdeformitäten: lotabweichung

Podologische Behandlung: **ja**
Letzte Behandlung: **2020-07-09**

Fußstatus Grafik

m4pr: ulcus_abgeheilt

m4pr: ulcus_akut




Key Features



- Doctor Dashboard
- Analytics
- Patient Details
- Questionnaire Comparison

Questionnaire Comparison



Patientenfortschritt Tracking

Überwachung und Analyse der Behandlungsergebnisse für orthopädische Schuhe

Übersicht Funktional Wundmanagement **Compliance** Nachsorge




Vergleich der Fragebögen

Patientenfortschritt Tracking

Überwachung und Analyse der Behandlungsergebnisse für orthopädische Schuhe

Übersicht **Funktional** Wundmanagement Compliance Nachsorge



Vergleich der Fragebögen

Patientenfortschritt Tracking

Überwachung und Analyse der Behandlungsergebnisse für orthopädische Schuhe

Übersicht Funktional Wundmanagement Compliance **Nachsorge**




Vergleich der Fragebögen

Patientenfortschritt Tracking

Überwachung und Analyse der Behandlungsergebnisse für orthopädische Schuhe

Übersicht Funktional **Wundmanagement** Compliance Nachsorge



Questionnaire Pre and Post
comparison using charts and
cards to visualize progress in
patient

Key Features



- Doctor Dashboard
- Analytics
- Patient Details
- Questionnaire Comparison
- Patient Dashboard

Patient Dashboard

Hochschule Fulda
University of Applied Sciences



Dashboard

Questionnaire



Martine Muller
Patient



Patient Dashboard to visualize diagnostic data

Ihr Gesundheitsbericht

Hier finden Sie eine verständliche Zusammenfassung Ihrer Untersuchungsergebnisse.

Ihre persönlichen Daten

Alter:	58 Jahre	Diabetes-Typ:	typ 2
Geschlecht:	Weiblich	Diabetes seit:	23 Jahren
Größe:	177 cm	Schulung erhalten:	Ja
Gewicht:	66 kg	Letzte Untersuchung:	9.7.2020

Ihr Fußgesundheits-Risiko

Linker Fuß

Sehr hoch Risiko

Sehr hohes Risiko. Engmaschige ärztliche Betreuung ist erforderlich.

Rechter Fuß

Nicht bewertet Risiko

Risiko wurde noch nicht eingestuft.

Gefühlstest Ihrer Füße

Was bedeutet das? Wir testen, wie gut Sie Berührungen und Vibrationen an Ihren Füßen spüren können. Dies ist wichtig, um Verletzungen frühzeitig zu bemerken.

Linker Fuß

Vibrationsgefühl:	4
Berührungsgefühl:	Nicht getestet
Nervenschädigung:	Nicht erkennbar
Durchblutung:	Gut

Rechter Fuß

Vibrationsgefühl:	3
Berührungsgefühl:	Nicht getestet
Nervenschädigung:	Nicht erkennbar
Durchblutung:	Gut

Zustand Ihrer Füße

Linker Fuß

Gesamtzustand:	Auffällig
Wunden:	Keine
Amputationen:	Keine

Rechter Fuß

Gesamtzustand:	Auffällig
Wunden:	Keine
Amputationen:	Keine

Ihre Fußpflege

Professionelle Fußpflege: Noch keine professionelle Fußpflege

Letzte Behandlung: 9.7.2020

Empfehlungen für Sie

Wichtig: Aufgrund Ihres erhöhten Risikos sollten Sie regelmäßig Ihre Füße kontrollieren und bei Veränderungen sofort einen Arzt aufsuchen.

Tägliche Fußkontrolle: Schauen Sie täglich Ihre Füße an. Achten Sie auf Rötungen, Schwellungen oder Verletzungen.

Richtige Schuhe: Tragen Sie ausschließlich die empfohlenen Schuhe. Vermeiden Sie zu enge oder zu weite Schuhe.

Regelmäßige Kontrollen: Lassen Sie Ihre Füße regelmäßig von einem Arzt oder Podologen untersuchen.

Key Features



- Doctor Dashboard
- Analytics
- Patient Details
- Questionnaire Comparison
- Patient Dashboard
- **MOS Questionnaire**

MOS Questionnaire




MOS

MOS Questionnaire

Vorerhebung

✓ Previous responses restored

Auto Save Functionality saves the progress and on next loading patient can continue where they left



Vorerhebung

0% Complete (0/17 questions)

Multiple progress bars to show patient where they currently are.

A,B,C... for section wise progress.

Percentage for overall progress

Page numbers to show how many pages are left

Page progress at bottom

Can move forward only if current page is filled completely

A. Persönliche Angaben

Vorerhebung (Schritt 1 von 9)

< Zurück



Weiter >

MOS Questionnaire



Speaker button to read aloud the question



1. Wie weit können Sie aktuell gehen? *

ICF: d450 Gehen

Emojis to visualize the answer

Read Aloud on every option as it is clicked



Ich kann mich nur in meiner Wohnung bewegen (0-10 Meter)



Ich kann zum Nachbarn gehen (10-50 Meter)



Ich kann bis zur Straßenecke gehen (50-200 Meter)



Ich kann zu Geschäften in der Nachbarschaft gehen (200 Meter - 1 Kilometer)



Ich kann längere Strecken ohne Pause gehen (mehr als 1 Kilometer)

MOS Questionnaire



3. Haben Sie Wunden oder Geschwüre an Füßen oder Knöcheln? *

ICF: b810 Schutzfunktion der Haut

☒ Ja

☒ Nein

< Zurück

Weiter >

Conditional rendering of questions
according to user response


3. Haben Sie Wunden oder Geschwüre an Füßen oder Knöcheln? *

ICF: b810 Schutzfunktion der Haut

☒ Ja

☒ Nein

4. Bitte markieren Sie die Stelle der Wunden/Geschwüre auf der Abbildung. *




MOS Questionnaire



Fragebögen von Patient #377643390

Questionnaires table to show assigned questionnaires and progress of each questionnaire

#	TYP	STATUS	FORTSCHRITT	ERSTELLT AM	AKTUALISIERT AM
1	Pre	 In Bearbeitung	<div><div></div></div> 29% 5 von 17 Fragen	13. Juli 2025	16. Juli 2025
2	Post	<input type="radio"/> Nicht begonnen	<div><div></div></div> 0% 0 von 29 Fragen	16. Juli 2025	16. Juli 2025

Codes and Explanation



Import Statements

```
import React, { useState, useMemo, useEffect } from "react";
import StatsCard from "../../components/StatsCard";
import { useLatestPatients } from "../../hooks/useLatestPatients";
import { calculateAge } from "../../utils/calculateAge";
import { highRiskCount } from "../../utils/highRiskCount";
import AgeDistributionChart from "../../components/AgeDistributionChart";
import GenderDistribution from "../../components/GenderDistribution";
import RiskComparisonChart from "../../components/RiskComparisonChart";
import { useNavigate } from "react-router-dom";
import ChartWrapper from "../../components/ChartWrapper";
import { fetchDiagnosticData } from "../../api/api";
```

State Variable Declaration

```
const [showAgeChart, setShowAgeChart] = useState(false);
const [showGenderChart, setShowGenderChart] = useState(false);
const [showRiskChart, setShowRiskChart] = useState(false);
const [diagnosticData, setDiagnosticData] = useState([]);
const [loading, setLoading] = useState(true);
const [error, setError] = useState(null);
const navigate = useNavigate();
```

Use Effect for API calls

```
useEffect(() => {
  const fetchData = async () => {
    try {
      setLoading(true);
      const doctorId = localStorage.getItem("doctorId");

      if (!doctorId) {
        setError("Doctor ID not found in localStorage");
        setLoading(false);
        return;
      }

      const response = await fetchDiagnosticData(doctorId);
      setDiagnosticData(response);
      setError(null);
    } catch (err) {
      console.error("Error fetching diagnostic data:", err);
      setError("Failed to fetch diagnostic data");
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  };
}, []);
```

Axios to call Api from Backend

```
import axios from "axios";
import { mapDiagnoses } from "../../utils/mapDiagnoses";

const BASE_URL = "https://pg06.regifor.de/api/v1";

const api = axios.create({
  baseURL: BASE_URL,
});

export const fetchQuestionnairesByPatientId = async (patientId) => {
  try {
    const response = await api.get(`/questionnaire/${patientId}`);
    return response.data.data;
  } catch (error) {
    console.error("Error fetching questionnaires:", error);
    return [];
  }
};
```

Custom Functions to Handle Data

```
const getPatientFriendlyValue = (value, type) => { ...
};

const getRiskExplanation = (riskType) => { ...
};

const getSensationExplanation = (value) => { ...
};

const getFootStatusExplanation = (value) => { ...
};
```

Codes and Explanation



- Questionnaire Code

```
// Initialize responses from saved data
useEffect(() => {...
}, [savedResponses, sections]);

// Find first incomplete section
const findFirstIncompleteSection = (responseState) => {...
};

// Modified to accept optional responseState parameter
const getVisibleQuestions = (section, responseState = responses) => {...
};

//Conditional question rendering
const shouldShowQuestion = (question, responseState = responses) => {...
};

//Get all visible questions with/without conditions
const getAllVisibleQuestions = () => {...
};

//Validate questions visibility is current section
const validateCurrentSection = () => {...
};

//Validate when a section is complete
const validateSectionCompletion = (section) => {...
};

//Check for next section
const canNavigateToSection = (targetIndex) => {...
};

// Auto-save functionality
useEffect(() => {...
}, [responses, onSave]);

//Mapping questionnaire response
const formatQuestionnaireResponses = (responses, sections) => {...
};

//Custom Hook to Read Aloud
import { useEffect, useState, useRef } from "react";

const useSpeech = () => {
  const [voices, setVoices] = useState([]);
  const pendingText = useRef(null);

  useEffect(() => {...
  }, []);

  const speakText = (text, voiceList = voices) => {...
  };

  const handleReadAloud = (text) => {...
  };

  return handleReadAloud;
};

export default useSpeech;

//Question rendering based on question type
const renderQuestionContent = () => {
  switch (question.type) {
    case "radio":...
    case "checkbox":...
    case "scale":...
    case "textarea":...
    case "text":...
    case "wounds_image":...
    default:
      return null;
  }
};
```